


*Estadiómetro automático portátil*

# BSM370

Dispositivo adecuado para la medición de IMC



# Estadiómetro automático portátil **BSM370** ofrece precisión y movilidad

**aprobación como examen de precisión por la Asociación de Patentes de Balanzas de Japón.**

- La medición precisa de la estatura se obtiene por la barra táctil del diseño ergonómico y el sensor de medición detallado.
- Las ruedas son para el desplazamiento de corta distancia.
- Para el traslado conveniente tiene un sistema de deslizamiento hacia abajo y plegable.



Marrón



Verde

## Diseño con deslizamiento hacia abajo y plegable para facilitar su transporte



Diseño adecuado y de fácil uso con un sistema de deslizamiento hacia abajo y plegable, que permite su fácil instalación.

- Diseño compacto y liviano, cuando se pliega completamente : 1.35m, 14kg
- La instalación no requiere ninguna herramienta.

## Equipo de accesorios para los diversos usos de BSM370

Se puede utilizar con diversos accesorios para distintos propósitos.



Ruedas para su transporte.



Unidad de control remoto (opcional)

| BSM370          |       | 2010 / 03 / 15 / 10:27:34 |  |
|-----------------|-------|---------------------------|--|
| • Height        | 156,5 | cm                        |  |
| • Weight        | 54,5  | kg                        |  |
| • BMI           | 22,3  | kg/m <sup>2</sup>         |  |
| <b>BIOSPACE</b> |       |                           |  |

Impresora Térmica (opcional)

BSM370 está diseñado para ser transportado, tanto en interiores como para ser llevado al exterior (tales como hospitales y escuelas).

La unidad de control remoto permite al examinado un procedimiento conveniente sin tener que moverse durante la medición hasta la revisión del resultado.

Los resultados de estatura, peso y IMC puede ser revisados e impresos.

# BSM370 Especificaciones

## Especificaciones principales

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Parámetros de Medición | Estatura, Peso, IMC                                |
| Rango de Estatura      | 90 ~ 200cm (3pies 1.4pulgadas ~ 7pies 6.7pulgadas) |
| Rango de Error         | ± 1 mm                                             |
| Rango de Peso          | 10 ~ 200 kg (22~441 libras)                        |


## Especificaciones Destacadas

|                         |                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Pantalla        | LCD personalizado                                                                                                                               |
| Puesta a Cero           | Puesta a cero automáticamente durante el calentamiento                                                                                          |
| Modo de Medición        | Peso y Estatura/sólo el Peso/sólo la Estatura                                                                                                   |
| Medición de la Estatura | A : (Medición de la estatura después de la medición del peso)<br>NA: (Presione el botón ENTER después de medir el peso para medir la estatura.) |
| Offset de Peso          | Unidad: 0.1 kg, desde 0.0 kg hasta 5.0 kg<br>Unidad: 0.1 libras, desde 0.0 libras hasta 9.9 libras                                              |
| Unidad                  | Las opciones disponibles 'kg/cm' y 'libra/pulgada'                                                                                              |
| Portabilidad            | Máquina plegable para la medición del peso<br>Colocación de ruedas para la movilidad                                                            |
| Accesorios Opcionales   | Dispositivo de control remoto (Cable de 2 m)<br>Impresora Térmica                                                                               |

## Otras Especificaciones

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adaptador                  | Potencia de Entrada CA 100-240V, 50/60 Hz, 1.2A<br>Potencia de Salida CC 12V, 3.33A                                                                                                                                                                               |
| Interfaz Externa           | RS-232C 1unidad                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Impresora                  | Impresora Térmica (Opcional, la impresora recomendada por Biospace)                                                                                                                                                                                               |
| Dimensión                  | 380(Ancho) × 510(Largo) × 1350(Altura) mm : Cuando la Barra Táctil está abajo<br>15(Ancho) × 20(Largo) × 53.1(Altura) pulgadas<br>380(Ancho) × 510(Largo) × 2126(Altura) mm : Cuando la Barra Táctil está arriba<br>15(Ancho) × 20(Largo) × 83.7(Altura) pulgadas |
| Peso de la Máquina         | 15.5 kg (34 libras)                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ambiente de Operación      | 10 ~ 40 °, 30 ~ 75%RH, 70 ~ 106 kPa                                                                                                                                                                                                                               |
| Ambiente de Almacenamiento | -20 ~ 70 °, 10 ~ 95% RH, 50 ~ 106 kPa (Sin condensación)                                                                                                                                                                                                          |

\* Las especificaciones están sujetas a cambio.



Biospace es el primer fabricante de analizador de la composición corporal que adquirió numerosos derechos de patente en Europa y Japón además de 50 derechos de patente en otros países.



FDA



CE 0120



patente de EE. UU. U.S. 5720296



patente de Canadá C.N. 2225184



patente de Japón



ISO13485



ISO9001



Administración de Alimentos y Medicamentos de Corea del Sur

## BIOSPACE

Biospace Co., Ltd.

TEL : + 82-2-501-3939

FAX : + 82-2-578-2716

Homepage : <http://www.e-inbody.com>

E-mail : [info@inbody.com](mailto:info@inbody.com)

Biospace America, Inc.

TEL : +1-323-932-6503

FAX : +1-323-932-6506

Homepage : <http://www.biospaceamerica.com>

E-mail : [USA@biospaceamerica.com](mailto:USA@biospaceamerica.com)

Biospace Japan, Inc.

TEL : + 81-3-5298-7667

FAX : + 81-3-5298-7668

Homepage : <http://www.biospace.co.jp>

E-mail : [biospace@biospace.co.jp](mailto:biospace@biospace.co.jp)

Biospace China, Inc.

TEL : + 86-21-64439705

FAX : + 86-21-64439706

Homepage : <http://www.biospacechina.com>

E-mail : [admin@biospacechina.com](mailto:admin@biospacechina.com)

DaniSMC Co., Ltd. [Asia]

TEL : + 82-2-3462-5400

FAX : + 82-2-3462-5105

E-mail : [danilsmc@danilsmc.com](mailto:danilsmc@danilsmc.com)